



Tapis roulant TOORX TRX WALKER EVO, camminatore per riabilitazione

Codice: TRX-WALKEREVO

€ 749,00 ~~€ 849,00~~ - 12%

TOORX

CAMMINATORE TRX-WALKER EVO

Il prodotto più indicato per una perfetta riabilitazione è il "CAMMINATORE".

Il Toorx TRX Walker Evo è un camminatore con dei comodi maniglioni per avere una presa sicura ed efficace durante l'esercizio. La cintura di supporto lombare regolabile con velcro e moschettoni fornita col Walker permette un allenamento esente da pericoli anche per le persone con difficoltà maggiori.

La cosa che distingue il nostro "camminatore" da un normale tapis roulant è la "frizione" che possiede. Questa serve per non surriscaldare il motore alle bassissime velocità, dove il peso dell'utente grava completamente sul nastro corsa, l'attrito è maggiore e il motore sforza molto di più.

Questa particolarità ci consente di camminare molto lentamente sul tappeto, di avere la corretta postura e impostazione di camminata per la riabilitazione e di mantenere il nostro prodotto sempre efficiente evitando danni al motore.

Il motore da 2 cavalli sommato allo "scambiatore" di velocità permette quindi di raggiungere una velocità di 8 km/h partendo da un minimo di 0,4 Km/h, con incrementi di 0,1 Km/h.

L'ampia superficie di corsa, ancora più grande nella nuova versione EVO, permette una grande libertà di movimento anche per le persone più impacciate, mentre gli elastomeri posti sotto il nastro corsa aiutano a ridurre l'impatto della camminata che si avrebbe sulle ginocchia.

Una volta finito il periodo riabilitativo, il nostro TRX WALKER EVO può diventare un normale tapis roulant; smontando infatti i supporti per l'appoggio durante la camminata, è possibile inclinarlo manualmente su tre livelli.

Sul display retroilluminato è possibile tenere sempre sotto controllo velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo consumo calorico-programma in esecuzione. Le

pulsazioni possono essere rilevate tramite gli appositi sensori manuali hand pulse.

L'allenamento "normale" e le camminate riabilitative sono garantiti dai 12 programmi preimpostati in memoria sulla console, mentre una volta terminato il proprio allenamento, togliendo i corrimano è possibile chiudere il tapis roulant per ridurre a minimo l'ingombro per poi spostarlo grazie alle due pratiche ruote.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Intergym Fitness Outlet

Via Emilia, 72/A 47924 RIMINI (RN)

Tel. 0541 326190-350755

Url: https://www.intergym.com/tapis_roulant_toorx_trx_walker_evo_camminatore_per_fisioterapia



Motore 2/3 (Peak) HP DC

Velocità 0,4 - 8,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h

Piano di corsa 430 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm

Programmi: 1 libero, 12 predefiniti, target: tempo, distanza, calorie

Display LCD 113x63 mm retro-illuminato blue backlight

Sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse

Comandi velocità e start/stop su corrimano

Tasti scelta rapida velocità: 1-2-3-4-5-6-7-8 Km/h

Informazioni fornite dalla console: velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-consumo calorico-programma in esecuzione

Supporto per smartphone/tablet in dotazione

Cintura di supporto lombare regolabile con velcro e moschettoni in dotazione

Peso massimo utilizzatore 110 Kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 6 elastomeri

Diametro rulli anteriore Ø46 mm - posteriore Ø42 mm

Corrimani removibili per utilizzo del tapis roulant con inclinazione manuale su 3 livelli

Peso del prodotto 58 Kg

Dimensioni prodotto 1635 x 700 x 1315 mm

Dimensioni chiuso 1130 x 715 x 1400 con corrimani smontati

Struttura pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto

Peso del prodotto imballato 68 Kg

Dimensioni imballo 1690 x 760 x 290 mm

Certificazioni CE-ROHS-EN957

Rate in rete

Rate in rete (TAN 0% - TAEG 7,88%)

Intergym Fitness Outlet

Via Emilia, 72/A 47924 RIMINI (RN)

Tel. 0541 326190-350755

Url: https://www.intergym.com/tapis_roulant_toorx_trx_walker_evo_camminatore_per_fisioterapia